

Тифломаркер

Ноология Нарушения зрения
Тип оборудования Тифломаркер
Назначение Устройство предназначено для обеспечения незрячих и слабовидящих возможностью дублирования тактильной и визуальной информацией звуковым способом.
Категория оборудования Технические средства реабилитации
Наименование (наименования) Тифломаркер «Вертикаль» Цифровой маркер-диктофон PennyTalks Цифровой маркер-диктофон Touch Memo
Фото 
Тифломаркер «Вертикаль»
Условия использования мобильно
Варианты использования Тифломаркер может использоваться для распознавания незрячими людьми предметов одинаковой формы на объектах общего пользования (экспонаты в музее, объекты на карте, таблички в коридорах и т.д.) и в домашних условиях (банки, лекарства и др.) при помощи предварительно записанных голосовых сообщений.
Аппаратное обеспечение для работы Входят в комплект: (USB кабель для зарядки, тифлометки, наушники)
Программное обеспечение для работы Имеется встроенное программное обеспечение, при подключении к

компьютеру работает с операционной системой персонального компьютера как внешний носитель информации.

Необходимые расходные материалы

2 батарейки AAA (для PennyTalks)

Тифлометки для записи и многократной перезаписи информации (могут идти в комплекте или приобретаться отдельно)

Технические характеристики

Время работы устройства – до 4 часов

Встроенный высокочувствительный микрофон

Динамик - Д28mm / 8Ω / 1W

Встроенная память – от 2 до 8 Gb

Разъем для наушников -3,5 мм

Разъем для Micro USB

Световой индикатор зарядки

Имеющиеся модификации: -

Производится в России

Да

РУМЦ, располагающие данным оборудованием

РУМЦ Крымского федерального университета им.В.И.Вернадского:

Тифломаркер «Вертикаль»

РУМЦ Вятского государственного университета: Цифровой маркер-диктофон PennyTalks с пакетами тактильных наклеек